


Produktkatalog 2022

Ansikts-/og nesemasker



Ascend® ansiktsmaske

Patentert AIR®gel® med utbyttbar pute



Enkelt å bytt pute

Ta bort

Trykk i sammen sidene for å løse opp festene så puten slipper



Sett sammen

Plasser overdelen på masken i hakket og trykk til. Gjør det samme med de to nedre festene



Ascend[®] ansiktsmaske

Orderinformasjon

Artikelnr	Beskrivelse	Størrelse på puten	Dimensjon, cm Dybde x Bredde x Høyde	Ant/ eske
50825	Maskesystem og hodestropp	S/M/L	N/A	30
50834	Maskesystem med påmontert hodestropp	S/M/L	N/A	50
50801	Maske med påmontert hodestropp	Small	9,96 x 9,80 x 17,78	50
50802	Maske med påmontert hodestropp	Medium	10,57 x 10,67 x 17,78	50
50803	Maske med påmontert hodestropp	Large	10,76 x 10,92 x 17,78	50
50813	Maske uten påmontert hodestropp	Small	9,96 x 9,80 x 17,78	30
50814	Maske uten påmontert hodestropp	Medium	10,57 x 10,67 x 17,78	30
50815	Maske uten påmontert hodestropp	Large	10,76 x 10,92 x 17,78	30
50207	AIR [°] gel [®] pute	Small	9,96 x 9,80 x 17,78	150
50208	AIR [°] gel [®] pute	Medium	10,57 x 10,67 x 17,78	150
50209	AIR [°] gel [®] pute	Large	10,76 x 10,92 x 17,78	150
55058	AFit hodestropp	N/A	N/A	10



Mer informasjon



Innova® ventilert Full Face maske

Med patentert AIR°gel®

AIR°gel®

Maksimal komfort og minimal vekt
Patentert AIR°gel® som minsker trykk og hudirritasjon



Advanced Cushion Teknologi (A.C.T)

For effektiv masketetthet og maksimal komfort

Hurtigfeste for hodestropp

Gjør det enkelt å sette på og ta av masken

360° vr bart kne

For optimal slange plassering og enklere mobilisering

Fleksibelt feste for hodestropp

Unikt design som gir stabilitet og tetter helt uten hudkontakt


Størrelsesmarkering

S, M, L

Oksygenport

Bevegelig hodestroppfeste

Følger pasientens bevegelser for å garantere masketetthet



Orderinformasjon

Art.nr	Utforming	Str.	Maskens vekt, gram	Dimensjoner, cm Dybde x Bredde x Høyde	Ant / eske
50852	Ventilert	Small	84,3	9,78 x 9,91 x 16,81	10
50853	Ventilert	Medium	89,2	10,03 x 10,69 x 17,14	10
50854	Ventilert	Large	93,0	10,29 x 11,07 x 17,14	10
55051	EZFit Headgear	One size	N/A	N/A	10

Mer informasjon



Mojo®2 ansiktsmaske

Med patentert AIR°gel®

Skreddersydd passform

Masken kan enkelt formes etter pasientens ansiktsform



AIR°gel®

- Maksimal komfort og minimal vekt
- Patentert AIR°gel® som minsker trykk og hudirritasjon

Justerbart panneskrue

Eliminerer trykket over nesen for maksimal komfort



AIR°gel® pannepute

Tilgjengelig som ventilert, ikke ventilert og ikke ventilert med anti-asfyksi-ventil (AAV)

Magnetisk hurtigfeste for hodereim

Gjør det enkelt å sette på og ta av masken

O₂ port

Muliggjør supplerende O₂ tilførsel

360° vribbart kne

For optimal slangeplassering og enklere mobilisering

Størrelsesmarkering

S, M, L, XL



Skreddersydd passform



Bøy



Tilpass



Forme

Mojo[®]2 ansiktsmaske

Med patentert AIR[°]gel[®]

Orderinformasjon

Art.nr	Utforming	Maske størrelse	Maskens vekt, gram	Dimensjoner, cm Dybde x Bredde x Høyde	Ant/eske
50817	Ventilert	Small	133,8	9,14 x 10,92 x 18,41	36
50818	Ventilert	Medium	141,0	9,14 x 11,18 x 18,80	36
50819	Ventilert	Large	144,5	9,14 x 11,43 x 19,30	36
50820	Ventilert	X-Large	146,5	9,14 x 11,56 x 19,81	36
50912	Ikke ventilert	Small	133,2	9,40 x 10,92 x 18,41	36
50913	Ikke ventilert	Medium	140,4	9,40 x 11,18 x 18,80	36
50914	Ikke ventilert	Large	143,9	9,40 x 11,43 x 19,30	36
50915	Ikke ventilert	X-Large	145,9	9,40 x 11,56 x 19,81	36
50941	AAV ikke ventilert	Small	133,7	9,27 x 10,92 x 18,41	36
50942	AAV ikke ventilert	Medium	140,9	9,27 x 11,18 x 18,80	36
50943	AAV ikke ventilert	Large	144,4	9,27 x 11,43 x 19,30	36
50944	AAV ikke ventilert	X-Large	146,4	9,27 x 11,56 x 19,81	36

Mer informasjon



V3 helmaske med patentert AIR°gel®

Komfortabel ansiktsmaske for hjemmepasienter

AIR°gel®

Maksimal komfort
Minimal vekt

AIR°gel® som minsker trykk og hudirritasjon

AIR°gel® pannepute

Justerbar panneskrue

Eliminerer trykket over nesen for maksimal komfort

Hurtigfeste for hodestropp

Gjør det enkelt å sette på og ta av masken

360° vribart kne

For optimal slangplassering og enklere mobilisering

O₂ port

Muliggjør supplerende O₂-tilførsel

Størrelsesmarkering

S, M, L, XL

V3 med EZfit hodestropp



Orderinformasjon

Art.nr	Utforming	Størrelse	Maskens vekt, gram	Dimensjoner, cm Dybde x Bredde x Høyde	Ant/eske
50863	Ventilert	Small	109,2	9,14 x 10,41 x 18,41	50
50864	Ventilert	Medium	114,3	9,14 x 10,92 x 18,80	50
50865	Ventilert	Large	119,4	9,14 x 11,12 x 19,30	50
50866	Ventilert	Extra large	120,1	9,14 x 11,23 x 19,81	50
55051	EZfit hodestropp	One size	N/A	N/A	10

Mer informasjon



Veraseal®2 ansiktsmaske

Med patentert AIR°gel®

Fleksibelt feste for hodestropp

Unikt design som gir stabilitet og tetter helt uten hudkontakt

AIR°gel®

- Maksimal komfort og minimal vekt
- Patentert AIR°gel® som minsker trykk og hudirritasjon

Advanced Cushion Teknologi (A.C.T.)

For effektiv masketetthet og maksimal komfort

Hurtigfeste for hodestropp

Gjør det enkelt å sette på og ta av masken

360° vribart kne

For optimal slangeplassering og enklere mobilisering

O₂ port

Muliggjør supplerende O₂ tilførsel

Komplett for tilpasning til alle ventilatorer

Fargekodede kne for CPAP, Bi-Level dobbel eller enkel slangekrets

Bevegelig hodestroppfeste

Følger med pasientens bevegelser for å garantere best mulig masketetthet og komfort

Størrelsesmarkering

S, M, L, XL

Fargekodede knær gjør det enkelt å velge riktig maske



Ventilert maske med anti-asfyksiventil for bruk av CPAP eller Bi-Level



Ikke ventilert maske med anti-asfyksiventil for bruk med enkel respirasjonskrets



Ikke ventilert maske for bruk med dobbel respirasjonskrets

Veraseal[®]2 ansiktsmaske

Med patentert AIR[°]gel[®]

Orderinformasjon


Art.nr	Utforming	Maske størrelse	Maskens vekt, gram	Dimensjoner, cm Dybde x Bredde x Høyde	Ant/eske
50827	Ventilert	Small	84,3	9,78 x 9,91 x 16,81	50
50828	Ventilert	Medium	89,2	10,03 x 10,69 x 17,14	50
50829	Ventilert	Large	93,0	10,29 x 11,07 x 17,14	50
50830	Ventilert	X-Large	95,0	10,29 x 11,43 x 17,14	50
50933	Ikke ventilert	Small	84,3	9,78 x 9,91 x 16,81	50
50934	Ikke ventilert	Medium	89,2	10,03 x 10,69 x 17,14	50
50935	Ikke ventilert	Large	93,0	10,29 x 11,07 x 17,14	50
50936	Ikke ventilert	X-Large	95,0	10,29 x 11,43 x 17,14	50
50937	AAV Ikke ventilert	Small	84,3	9,78 x 9,91 x 16,81	50
50938	AAV Ikke ventilert	Medium	89,2	10,03 x 10,69 x 17,14	50
50939	AAV Ikke ventilert	Large	93,0	10,29 x 11,07 x 17,14	50
50940	AAV Ikke ventilert	X-Large	95,0	10,29 x 11,43 x 17,14	50

Mer information



Veraseal®3 maske

Med patentert AIR°gel® for maksimal komfort



Fargekodede knær gjør det enkelt å velge riktig maske



Ventilert maske med anti-asfyksiventil for bruk av CPAP eller Bi-Level



Ikke ventilert maske med anti-asfyksiventil for bruk med enkel respirasjonskrets



Ikke ventilert maske for bruk med dobbel respirasjonskrets

Veraseal[®]3 maske

Med patentert AIR[°]gel[®] for maksimal komfort

Orderinformasjon


Art.nr	Utforming	Maske størrelse	Maskens vekt, gram	Dimensjoner, cm Dybde x Bredde x Høyde	Ant/ eske
50843	Ventilert	Small	109,2	9,14 x 10,41 x 18,41	50
50844	Ventilert	Medium	114,3	9,14 x 10,92 x 18,80	50
50845	Ventilert	Large	119,4	9,14 x 11,12 x 19,30	50
50846	Ventilert	X-Large	120,1	9,14 x 11,23 x 19,81	50
50949	Ikke ventilert	Small	108,6	9,40 x 10,41 x 18,41	50
50950	Ikke ventilert	Medium	113,7	9,40 x 10,92 x 18,80	50
50951	Ikke ventilert	Large	118,8	9,40 x 11,12 x 19,30	50
50952	Ikke ventilert	X-Large	119,5	9,40 x 11,23 x 19,81	50
50953	AAV Ikke ventilert	Small	109,1	9,27 x 10,41 x 18,41	50
50954	AAV Ikke ventilert	Medium	114,2	9,27 x 10,92 x 18,80	50
50955	AAV Ikke ventilert	Large	119,3	9,27 x 11,12 x 19,30	50
50956	AAV Ikke ventilert	X-Large	120,0	9,27 x 11,23 x 19,81	50

Mer informasjon



Ascend® nesmaske

Patenterad AIR°gel® og utbyttbar pute



Touchless Spacebar
Unikt design som gir stabilitet og tetter helt uten hudkontakt

Utbyttbar pute
Du kan enkelt bytte ut puten uten å bytte hele masken
Tilgjengelige størrelser: S, M, L

Hurtigfeste for hodestropp
Gjør det enkelt å sette på og ta av masken

AIR°gel®
Maksimal komfort
Minimal vekt
AIR°gel® som minsker trykk og hudirritasjon

360° roterbart kne
For optimal slangeplassering og økt bevegelighet

Bevegelig hodestroppfeste
Følger pasientens bevegelser for å garantere optimal masketetthet og komfort

Enkelt å bytte pute

Koble fra hverandre
Ta tak i nedre del av puten og løft den ut



Sett sammen
Plasser den øverste delen i sporet.
Trykk i bunnen til den sitter fast



Ascend[®] nesmaske

Orderinformasjon

Art.nr	Beskrivelse	Størrelse på puten	Dimensjoner, cm D x B x H	Ant/ eske
50174	Maskesystem og hodestropp	S / M / L	N/A	50
50179	Maskesystem med påmontert hodestropp	S / M / L	N/A	50
50157	Maske med påmontert hodestropp	Small	9,40 x 6,98 x 13,72	50
50158	Maske med påmontert hodestropp	Medium	9,65 x 7,49 x 13,72	50
50159	Maske med påmontert hodestropp	Large	10,08 x 8,38 x 13,72	50
50187	Maske uten påmontert hodestropp	Small	9,40 x 6,98 x 13,72	50
50188	Maske uten påmontert hodestropp	Medium	9,65 x 7,49 x 13,72	50
50189	Maske uten påmontert hodestropp	Large	10,08 x 8,38 x 13,72	50
50201	AIR [®] gel [®] pute	Small	9,40 x 6,98 x 13,72	300
50202	AIR [®] gel [®] pute	Medium	9,65 x 7,49 x 13,72	300
50203	AIR [®] gel [®] pute	Large	10,08 x 8,38 x 13,72	300
55058	AFit hodestropp	N/A	N/A	10

Utbyttbar pute

Puten kan byttes uten at man behøver å kjøpe ny maske



Mer informasjon




Innova[®] nesemaske

Med patentert AIR[°]gel[®]

AIR[°]gel[®]

Maksimal komfort og minimal vekt
Patentert AIR[°]gel[®] som minsker trykk og hudirritasjon



Hurtigfeste for hodestropp

Gjør det enkelt å sette på og ta av masken

360° vribart kne

For optimal tubeplassering og enklere mobilisering

Touchless Spacebar[™]

Unikt design som eliminerer kontakten med huden

Størrelsesmarkering

S/M og M/L

Advanced Cushion Teknologi (A.C.T)

For effektiv masketetthet og maksimal komfort

Bevegelig hodestroppfeste

Følger pasientens bevegelser for å garantere masketetthet



Ventilert og ikke ventilert versjon

For CPAP-, BiLevel- og ventilatorbehandling

Orderinformasjon

Art.nr	Utforming	Str.	Leak port	Maskens vekt, gram	Dimensjoner, cm D x B x H	Ant / eske
50162	Ventilert	S/M	✓	57,0	8,61 x 6,75 x 5,76	15
50163	Ventilert	M/L	✓	65,1	9,57 x 7,59 x 6,78	15
50592	Ikke ventilert	S/M	✗	57,0	8,61 x 6,75 x 5,76	15
50593	Ikke ventilert	M/L	✗	65,1	9,57 x 7,59 x 6,78	15

Mer informasjon



iQ[®]2 formbar nesemaske

Med patentert AIR[®]gel[®]

450 ventilert maske

Et stille system for en uforstyrret søvn

360° roterbar swivel

Mindre drag i slangen hos bevegelige pasienter under søvn

Custom Fit teknologi

Masken kan enkelt formes av an for optimal passform

AIR[®]gel[®]

AIR[®]gel[®] minsker trykk og hud-irritasjon for maksimal komfort og minimal forstyrrelse av hodestroppen


Magnetiske clips

Gjør den enkel å ta av og på

Utbyttbar pute

Puten kan byttes uten at man behøver å kjøpe ny maske

iQ[®]2 med TruFit hodestropp med magnetiske clips



Orderinformasjon - iQ[®]2 med TruFit hodestropp og clips

Art.nr	Beskrivelse	Størrelse	Ant/eske
50164	iQ [®] 2 ventilert nesemaske	One Size	55
50216	iQ [®] 2 nesepute	One Size	5
50210	Swivel ram	One Size	10
55042	TruFit hodestropp med clips	One Size	1

Mer informasjon



Phantom[®]2 formbar nesemaske

Med patentert AIR[®]gel[®] og utbyttbar pute

450 ventilert maske
Et stille system for en uforstyrret søvn


360° roterbar swivel
Mindre drag for bevegelige pasienter under søvn

Skreddersydd passform
Masken kan enkelt formes av brukeren for optimal passform

AIR[®]gel[®]
AIR[®]gel[®] minsker trykk og hudirritasjon for maksimal komfort og minimal forstyrrelse av hodestropp

Magnetiske clips
Gjør det enkelt å ta av og på

Utbyttbar pute
Puten kan byttes uten at du behøver å kjøpe ny maske



TruFit hodestropp med clips

Orderinformasjon - Phantom[®]2 med TruFit hodestropp og clips

Art.nr	Beskrivelse	Størrelse	Ant/eske
50186	Phantom [®] 2 Nasal ventilert maske	One Size	15
50217	Phantom [®] 2 Nasal pute	One Size	5
50210	Swivel ram	One Size	10
55042	TruFit hodestropp med clips	One Size	1

Mer informasjon



MiniMe[®] nesemaske til barn

Med patentert AIR[°]gel[®] og skreddersydd passform

Minimal innskrenkning av synsfeltet

Barnet kan se på TV, lese en bok samt

bruke sine egne briller under behandling

Skreddersydd passform

Masken er enkel å forme for og passe ulike individuelle behov



Tilpasset design

Komfortabel utforming med tilpasset design for barn mellom 2-12

Ventilert og ikke ventilert versjon

For CPAP og Bi-Level behandling hos barn

AIR[°]gel[®]

- Maksimal komfort og minimal vekt
- Patentert AIR[°]gel[®] som minsker trykk og hudirritasjon

FDA-godkjent for barn mellom 2-12 år



Hurtigfeste for hodestropp

Gjør det enkelt for at barnet selv kan sette på og ta av masken

Advanced Cushion Teknologi (A.C.T)

For effektiv masketetthet og maksimal komfort

Skreddersydd passform



Bøy



Tilpass



Forme

Orderinformasjon

Art.nr	Utforming	Hodestropp størrelse	Maske størrelse	Maskens vekt, gram	Dimensjoner, cm D x B x H	Ant / eske
60213	Ventilert	Small	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43	20
60214	Ventilert	Medium	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43	20
60215	Ventilert	Large	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43	20
60253	Ikke ventilert	Small	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54	20
60254	Ikke ventilert	Medium	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54	20
60255	Ikke ventilert	Large	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54	20



MiniMe[®] 2 nesemaske for barn

Med patentert AIR[°]gel[®] og skreddersydd passform

Skreddersydd passform

Masken er enkel å forme for å passe ulike individuelle behov



Touchless Spacebar™

Unikt design som eliminerer kontakt med huden

Tilpasset design for barn mellom 2-12 år


Behagelig utforming finnes i fire størrelser. Den nye myke hodestroppen med fem festepunkter finnes i to størrelser. MiniMe[®] 2 gir dine minste pasienter optimal passform og komfort



FDA-godkjent for barn mellom 2-12 år

AIR[°]gel[®]

- Maksimal komfort og minimal vekt
- Patentert AIR[°]gel[®] som minsker trykk og hudirritasjon



Størrelsesmarkering

XS, S, M, L

Advanced Cushion Teknologi (A.C.T.)

For effektiv masketetthet og maksimal komfort

360° vribart kne

Ventilert og ikke ventilert versjon

For CPAP og Bi-Level. Kan brukes både i sykehus- / og hjemmemiljø


Skreddersydd passform



Bøy



Tilpass



Forme

MiniMe[®] 2 nesemaske for barn

Med patentert AIR[®]gel[®] og skreddersydd passform

Orderinformasjon

Art.nr	Utforming	Hodestropp størrelse	Maske str	Maskens vekt, gram	Dead space	Dimensjoner, cm D x B x H	Ant/eske
60216	Ventilert	XSmall/Small	XSmall	33,5	20 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	55
60217	Ventilert	XSmall/Small	Small	31,6	25 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	55
60218	Ventilert	Medium/Large	Medium	43,2	37 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	55
60221	Ventilert	Medium/Large	Large	40,3	40 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	55
60256	Ikke ventilert	XSmall/Small	XSmall	33,5	55 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	55
60257	Ikke ventilert	XSmall/Small	Small	31,6	60 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	55
60258	Ikke ventilert	Medium/Large	Medium	43,2	72 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	55
60261	Ikke ventilert	Medium/Large	Large	40,3	75 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	55
55055	Hodestropp	XSmall/Small	N/A	N/A	N/A	N/A	10
55056	Hodestropp	Medium/Large	N/A	N/A	N/A	N/A	10

Hodestropp - størrelsetabell

Hodets omkrets, cm (mål omkretsen over øyne- brynene for å fastslå størrelsen)	35,5	38	41	43	46	48	51	53,5	56	58,5	61	63,5
55055 - Hodestropp XS/Small												
55056 - Hodestropp M/L												



Anbefalt størrelse



Kan passe i noen tilfeller

Mer informasjon

